


ENDOJECT™



- Instructions for use
- Gebrauchsanweisung
- Mode d'emploi
- Istruzioni per l'uso
- Instrucciones de uso

MADE IN SWITZERLAND

Manufacturer:
MEDICEL AG
 Dornierstrasse 11
 CH-9423 Altenrhein
 SWITZERLAND

Tel. +41 71 727 10 50
 Fax +41 71 727 10 55
 info@medicel.com
 www.medicel.com



ENGLISH	DESCRIPTION	Non-self-rolling corneal endothelium implants with a high stroma proportion, such as those used in Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK), are not suitable for implantation with the ENDOJECT™ injection system. The system is also unsuitable for the injection of intraocular lenses in cataract operations.	DESCRIPTION	The ENDOJECT™ injection system consists of the sterile ENDOJECT™ single-use injector with silicone tip and the sterile ENDOJECT™ single-use cartridge.	INSTRUCTIONS FOR USE	1. Open the blister in a sterile environment and remove the injector and cartridge. 2. Place the cartridge tunnel and loading chamber of the injection of self-rolling corneal endothelium transplants in Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK).	1. Gently push the silicone tip forward making sure it moves into the loading chamber correctly. If the silicone tip cannot be pushed into the loading chamber, withdraw the plunger until the starting position and straighten the silicone tip using sterile forceps. 2. Outside of the eye, push the implant into the front part of the cartridge tip. This prevents the pressure generated by the ENDOJECT™ system and an excessive amount of organic culture medium from being transferred to the eye. 3. Then squeeze the cartridge wings together until the "click-lock" mechanism clicks into place. 4. Then insert the cartridge tip through the incision and push over the iris to the distal edge of the pupil (Fig. 6). 5. Slowly press the silicone tip forward (with the pressure generated by the ENDOJECT™ the implant is pushed forward virtually without contact). As the implant is discharged, slowly withdraw the injector making sure the implant does not get under the iris. Only push the plunger forward until the implant has completely emerged, even if the plunger has not yet come to a stop. 6. Slowly withdraw the injector fully from the eye (Fig. 7). 7. Completely unroll the implant in the eye according to your chosen surgical technique. 8. Press the implant onto the cornea using a further air bubble introduced beneath the implant (Fig. 8).	12. Das Implantat durch eine weitere unterhalb des Implantates eingebrachte Luftblase an die Cornea andrücken (Fig. 8).	12. Das Implantat durch eine weitere unterhalb des Implantates eingebrachte Luftblase an die Cornea andrücken (Fig. 8).
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Single-use corneal endothelium injection system for the injection of ENDOTHELIUM IMPLANTS IN DESCEMET MEMBRANE ENDOTHELIAL KERATOPLASTY (DMEK)</p>	<h3>BESCHREIBUNG</h3> <p>Das ENDOJECT™ Injektions-System erlaubt dank dem ENDOJECT™-Hydrauliksystem Implantationen von cornealen Endotheltransplantaten mittels einer Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK).</p> <p>Das ENDOJECT™ Injektions-System setzt sich aus dem sterilen ENDOJECT™ Einweg-Injektor mit Silikonstempel und der sterilen ENDOJECT™ Einweg-kartusche zusammen.</p>	<p>Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK). Nicht selbst-einrollende corneale Endothelimplantate mit hohem Stromaanteil, wie sie bei der Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) verwendet werden, eignen sich für die Implantation mit dem ENDOJECT™ Injektions-System nicht. Das System eignet sich ebenfalls nicht für die Injektion von Intraokularlinsen bei Katarakt-Operationen.</p>	<p>nischem Kultur Medium (z.B. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) einlegen bis die Kartuschenspitze und Ladekammer vollständig mit diesem organischen Kultur Medium bedeckt sind (Fig. 1). Die Kartuschenflügel können aus dem Kultur Medium herausragen.</p> <p>Das gerollte Implantat von hinten über die Einführschräge der Ladekammer vorsichtig in die Ladekammer der Kartusche ziehen (Fig. 2). Im Anschluss das Implantat mittels einer sterilen Pinzette aus der Ladekammer in die Kartusche vorschieben (Fig. 3) bis das Implantat vollständig in der Kartuschenspitze liegt (Fig. 4).</p> <p>Erst jetzt Kartuschenspitze zusammendrücken, bis der "Click-Lock" Mechanismus einrastet.</p>	<p>Das ENDOJECT™ Injektions-System setzt sich aus dem sterilen ENDOJECT™ Einweg-Injektor mit Silikonstempel und der sterilen ENDOJECT™ Einweg-kartusche zusammen.</p>	<p>1. Blister im sterilen Bereich öffnen und Injektor und Kartusche entnehmen. 2. Kartuschentunnel und Ladekammer der ENDOJECT™-Kartusche vollständig in eine Petrischale mit gefülltem organischem Kultur Medium (z.B. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) einlegen bis die Kartuschenspitze und Ladekammer vollständig mit diesem organischen Kultur Medium bedeckt sind (Fig. 1). Die Kartuschenflügel können aus dem Kultur Medium herausragen.</p> <p>Das gerollte Implantat von hinten über die Einführschräge der Ladekammer vorsichtig in die Ladekammer der Kartusche ziehen (Fig. 2). Im Anschluss das Implantat mittels einer sterilen Pinzette gerade ausrichten. 3. Dann vorsichtig die Kartusche vorschieben (Fig. 3) bis das Implantat vollständig in der Kartuschenspitze liegt (Fig. 4).</p> <p>Erst jetzt Kartuschenspitze zusammendrücken, bis der "Click-Lock" Mechanismus einrastet.</p>	<p>1. Blister im sterilen Bereich öffnen und Injektor und Kartusche entnehmen. 2. Kartuschentunnel und Ladekammer der ENDOJECT™-Kartusche vollständig in eine Petrischale mit gefülltem organischem Kultur Medium (z.B. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) einlegen bis die Kartuschenspitze und Ladekammer vollständig mit diesem organischen Kultur Medium bedeckt sind (Fig. 1). Die Kartuschenflügel können aus dem Kultur Medium herausragen.</p> <p>Das gerollte Implantat von hinten über die Einführschräge der Ladekammer vorsichtig in die Ladekammer der Kartusche ziehen (Fig. 2). Im Anschluss das Implantat mittels einer sterilen Pinzette gerade ausrichten. 3. Dann vorsichtig die Kartusche vorschieben (Fig. 3) bis das Implantat vollständig in der Kartuschenspitze liegt (Fig. 4).</p> <p>Erst jetzt Kartuschenspitze zusammendrücken, bis der "Click-Lock" Mechanismus einrastet.</p>	<p>1. Gently push the silicone tip forward making sure it moves into the loading chamber correctly. If the silicone tip cannot be pushed into the loading chamber, withdraw the plunger until the starting position and straighten the silicone tip using sterile forceps. 2. Outside of the eye, push the implant into the front part of the cartridge tip. This prevents the pressure generated by the ENDOJECT™ system and an excessive amount of organic culture medium from being transferred to the eye. 3. Then squeeze the cartridge wings together until the "click-lock" mechanism clicks into place. 4. Then insert the cartridge tip through the incision and push over the iris to the distal edge of the pupil (Fig. 6). 5. Slowly press the silicone tip forward (with the pressure generated by the ENDOJECT™ the implant is pushed forward virtually without contact). As the implant is discharged, slowly withdraw the injector making sure the implant does not get under the iris. Only push the plunger forward until the implant has completely emerged, even if the plunger has not yet come to a stop. 6. Slowly withdraw the injector fully from the eye (Fig. 7). 7. Completely unroll the implant in the eye according to your chosen surgical technique. 8. Press the implant onto the cornea using a further air bubble introduced beneath the implant (Fig. 8).</p>	<p>12. Das Implantat durch eine weitere unterhalb des Implantates eingebrachte Luftblase an die Cornea andrücken (Fig. 8).</p>	<p>12. Das Implantat durch eine weitere unterhalb des Implantates eingebrachte Luftblase an die Cornea andrücken (Fig. 8).</p>
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Einweg Corneal Endothelium Injektions-System zur Injektion von ENDOTHEL IMPLANTATEN BEI DESCEMET MEMBRANE ENDOTHELIAL KERATOPLASTY (DMEK)</p>	<h3>DESCRIPTION</h3> <p>Le système d'injection ENDOJECT™ permet grâce au système hydraulique ENDOJECT™ des transplantations de greffons de l'endothélium corneal par keratoplastie endothéliale de la membrane de Descemet (DMEK).</p> <p>Le système d'injection ENDOJECT™ se compose d'un injecteur jetable stérile ENDOJECT™ avec l'embout en silicone et d'une cartouche jetable stérile ENDOJECT™.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>Injection d'implants endothéliaux cornéens s'enroulant sur eux-mêmes dans le cadre d'une keratoplastie endothéliale de la membrane de Descemet (DMEK).</p>	<p>1. Ouvrir le blister dans une zone stérile et retirer l'injecteur et la cartouche.</p>	<p>1. Ouvrir le blister dans une zone stérile et retirer l'injecteur et la cartouche.</p>	<p>1. Retirer l'injecteur tout doucement et entièrement de l'œil (Fig. 7). 2. Selon la méthode d'intervention choisie, dérouler l'implant dans l'œil en intégralité. 3. Appuyer l'implant sur la cornée grâce à une bulle d'air placée sous l'implant (Fig. 8).</p>	<p>12. Retirer l'injecteur tout doucement et entièrement de l'œil (Fig. 7). 11. Selon la méthode d'intervention choisie, dérouler l'implant dans l'œil en intégralité. 12. Appuyer l'implant sur la cornée grâce à une bulle d'air placée sous l'implant (Fig. 8).</p>	<p>12. Retirer l'injecteur tout doucement et entièrement de l'œil (Fig. 7). 11. Selon la méthode d'intervention choisie, dérouler l'implant dans l'œil en intégralité. 12. Appuyer l'implant sur la cornée grâce à une bulle d'air placée sous l'implant (Fig. 8).</p>
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Système d'injection d'endothélium cornéen à utilisation unique pour l'injection d'IMPLANTS ENDOTHELIAUX DANS LE CADRE D'UNE KERATOPLASTIE ENDOTHELIALE DE LA MEMBRANE DE DESCEMET (DMEK)</p>	<h3>DESCRIZIONE</h3> <p>Grazie al sistema idraulico ENDOJECT™, il sistema d'iniezione ENDOJECT™ permette di eseguire trapianti di endotelio corneale mediante una cheratoplastica lamellare posteriore, definita con l'acronimo inglese DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty).</p> <p>Il sistema di iniezione ENDOJECT™ si compone di due elementi, entrambi sterili: l'iniettore monouso ENDOJECT™ completo di stantuffo in silicone e la cartuccia, anch'essa monouso, ENDOJECT™.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>Iniezione di endotelio corneale arrotolato, nei casi di trapianto mediante Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK). Il sistema di iniezione ENDOJECT™ non è indicato per i trapianti di endotelio corneale quando il lembo non è arrotolato e vi è un'elevata presenza di energia, come per esempio quello utilizzato negli interventi mediante Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK). Il sistema non è indicato neanche per l'iniezione di lenti intraoculari negli interventi di cataratta.</p>	<p>1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare l'iniettore e la cartuccia. 2. Introdurre completamente il tunnel e la camera di carico della cartuccia ENDOJECT™ in una piastra di Petri riempita con un terreno di coltura organico (p.es. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) finché la punta della cartuccia e la camera di carico non sono completamente coperte (Fig. 1). Le alette della cartuccia possono rimanere fuori dal terreno di coltura. 3. Con molta cautela, inserire il lembo di tessuto epiteliale arrotolato da innestare nella camera di carico della cartuccia attraverso l'apposito canale che si apre nella parte posteriore (Fig. 2). Con l'aiuto di una pinzetta sterile, spingere poi il lembo</p>	<p>1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare l'iniettore e la cartuccia. 2. Introdurre completamente il tunnel e la camera di carico della cartuccia ENDOJECT™ in una piastra di Petri riempita con un terreno di coltura organico (p.es. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) finché la punta della cartuccia e la camera di carico non sono completamente coperte (Fig. 1). Le alette della cartuccia possono rimanere fuori dal terreno di coltura. 3. Con molta cautela, inserire il lembo di tessuto epiteliale arrotolato da innestare nella camera di carico della cartuccia attraverso l'apposito canale che si apre nella parte posteriore (Fig. 2). Con l'aiuto di una pinzetta sterile, spingere poi il lembo</p>	<p>1. Questo modo si evita che la pressione prodotta dal sistema ENDOJECT™, oltre che una quantità elevata del terreno di coltura organico, possano essere trasmesse all'occhio. 2. Inserire la punta della cartuccia attraverso l'incisione e spingerla sopra l'iride in corrispondenza del bordo distale della pupilla (Fig. 6). 3. Premere lentamente in avanti lo stantuffo in silicone (con la pressione prodotta dal sistema ENDOJECT™ il lembo di tessuto viene spinto in avanti praticamente senza contatto). Mentre il lembo di tessuto viene innestato, ritirare lentamente l'iniettore facendo attenzione che il tessuto non vada a posizionarsi al di sotto dell'occhio. Premere lo stantuffo solo quel tanto che è necessario per far uscire completamente il lembo</p>	<p>12. Procedendo lentamente, estrarre completamente l'iniettore dall'occhio (Fig. 7). 11. In funzione della metodica d'intervento scelta, srotolare completamente il tessuto all'interno dell'occhio. 12. Far aderire il tessuto alla cornea introducendo una bolla d'aria al di sotto del lembo di tessuto trapiantato (Fig. 8).</p>	<p>12. Procedendo lentamente, estrarre completamente l'iniettore dall'occhio (Fig. 7). 11. In funzione della metodica d'intervento scelta, srotolare completamente il tessuto all'interno dell'occhio. 12. Far aderire il tessuto alla cornea introducendo una bolla d'aria al di sotto del lembo di tessuto trapiantato (Fig. 8).</p>
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Sistema monouso per l'iniezione di endotelio corneale nei casi di TRAPIANTO ENDOTELIALE CON LA METODICA DESCEMET MEMBRANE ENDOTHELIAL KERATOPLASTY (DMEK)</p>	<h3>DESCRIPCIÓN</h3> <p>Gracias al sistema hidráulico ENDOJECT™, el sistema de iniección ENDOJECT™ permite realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK).</p> <p>El sistema de iniección ENDOJECT™ se compone de un inyector ENDOJECT™ estéril de un solo uso con punta de silicona y de un cartucho ENDOJECT™ estéril de un solo uso.</p>	<p>Descemet (DMEK). El sistema de iniección ENDOJECT™ no es adecuado para realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DSAEK). El sistema tampoco es adecuado para inyectar lentes intraoculares en operaciones de cataratas.</p>	<p>Descemet (DMEK). El sistema de iniección ENDOJECT™ no es adecuado para realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DSAEK). El sistema tampoco es adecuado para inyectar lentes intraoculares en operaciones de cataratas.</p>	<p>Iniección de implantes autodesplegantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK).</p>	<p>1. Abra el blister en un área estéril y extraiga el inyector y el cartucho. 2. Coloque el túnel del cartucho y la cámara de carga del</p>	<p>1. Abra el blister en un área estéril y extraiga el inyector y el cartucho.</p>	<p>1. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 2. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 3. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>	<p>12. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 11. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 12. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>	<p>12. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 11. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 12. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Sistema de iniección de endotelio corneal de un solo uso para inyectar implantes de ENDOTELIO MEDIANTE QUERATOPLASTIA ENDOTELIAL DE LA MEMBRANA DE DESCEMET (DMEK)</p>	<h3>DESCRIZIONE</h3> <p>Grazie al sistema idraulico ENDOJECT™, il sistema d'iniezione ENDOJECT™ permette di eseguire trapianti di endotelio corneale mediante una cheratoplastica lamellare posteriore, definita con l'acronimo inglese DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty).</p> <p>Il sistema di iniezione ENDOJECT™ si compone di due elementi, entrambi sterili: l'iniettore monouso ENDOJECT™ completo di stantuffo in silicone e la cartuccia, anch'essa monouso, ENDOJECT™.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>membrane de Descemet (DMEK). Les implants endothéliaux cornéens ne s'enroulant pas sur eux-mêmes et comportant une part importante de stroma, tels qu'on les utilise dans la keratoplastie endothéliale automatisée de la membrane de Descemet (DSAEK), ne conviennent pas aux greffes réalisées avec le système d'injection ENDOJECT™. Le système ne convient pas non plus à l'injection de lentilles intraoculaires dans le cadre d'opérations de la cataracte.</p>	<p>Iniezione di endotelio corneale arrotolato, nei casi di trapianto mediante Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK). Il sistema di iniezione ENDOJECT™ non è indicato per i trapianti di endotelio corneale quando il lembo non è arrotolato e vi è un'elevata presenza di energia, come per esempio quello utilizzato negli interventi mediante Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK). Il sistema non è indicato neanche per l'iniezione di lenti intraoculari negli interventi di cataratta.</p>	<p>1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare l'iniettore e la cartuccia. 2. Introdurre completamente il tunnel e la camera di carico della cartuccia ENDOJECT™ in una piastra di Petri riempita con un terreno di coltura organico (p.es. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) finché la punta della cartuccia e la camera di carico non sono completamente coperte (Fig. 1). Le alette della cartuccia possono rimanere fuori dal terreno di coltura. 3. Con molta cautela, inserire il lembo di tessuto epiteliale arrotolato da innestare nella camera di carico della cartuccia attraverso l'apposito canale che si apre nella parte posteriore (Fig. 2). Con l'aiuto di una pinzetta sterile, spingere poi il lembo</p>	<p>1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare l'iniettore e la cartuccia. 2. Introdurre completamente il tunnel e la camera di carico della cartuccia ENDOJECT™ in una piastra di Petri riempita con un terreno di coltura organico (p.es. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) finché la punta della cartuccia e la camera di carico non sono completamente coperte (Fig. 1). Le alette della cartuccia possono rimanere fuori dal terreno di coltura. 3. Con molta cautela, inserire il lembo di tessuto epiteliale arrotolato da innestare nella camera di carico della cartuccia attraverso l'apposito canale che si apre nella parte posteriore (Fig. 2). Con l'aiuto di una pinzetta sterile, spingere poi il lembo</p>	<p>1. Questo modo si evita che la pressione prodotta dal sistema ENDOJECT™, oltre che una quantità elevata del terreno di coltura organico, possano essere trasmesse all'occhio. 2. Inserire la punta della cartuccia attraverso l'incisione e spingerla sopra l'iride in corrispondenza del bordo distale della pupilla (Fig. 6). 3. Premere lentamente in avanti lo stantuffo in silicone (con la pressione prodotta dal sistema ENDOJECT™ il lembo di tessuto viene spinto in avanti praticamente senza contatto). Mentre il lembo di tessuto viene innestato, ritirare lentamente l'iniettore facendo attenzione che il tessuto non vada a posizionarsi al di sotto dell'occhio. Premere lo stantuffo solo quel tanto che è necessario per far uscire completamente il lembo</p>	<p>12. Procedendo lentamente, estrarre completamente l'iniettore dall'occhio (Fig. 7). 11. In funzione della metodica d'intervento scelta, srotolare completamente il tessuto all'interno dell'occhio. 12. Far aderire il tessuto alla cornea introducendo una bolla d'aria al di sotto del lembo di tessuto trapiantato (Fig. 8).</p>	<p>12. Procedendo lentamente, estrarre completamente l'iniettore dall'occhio (Fig. 7). 11. In funzione della metodica d'intervento scelta, srotolare completamente il tessuto all'interno dell'occhio. 12. Far aderire il tessuto alla cornea introducendo una bolla d'aria al di sotto del lembo di tessuto trapiantato (Fig. 8).</p>
<h3>Medicel ENDOJECT™</h3> <p>Sistema de iniección de endotelio corneal de un solo uso para inyectar implantes de ENDOTELIO MEDIANTE QUERATOPLASTIA ENDOTELIAL DE LA MEMBRANA DE DESCEMET (DMEK)</p>	<h3>DESCRIPCIÓN</h3> <p>Gracias al sistema hidráulico ENDOJECT™, el sistema de iniección ENDOJECT™ permite realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK).</p> <p>El sistema de iniección ENDOJECT™ se compone de un inyector ENDOJECT™ estéril de un solo uso con punta de silicona y de un cartucho ENDOJECT™ estéril de un solo uso.</p>	<p>Descemet (DMEK). El sistema de iniección ENDOJECT™ no es adecuado para realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DSAEK). El sistema tampoco es adecuado para inyectar lentes intraoculares en operaciones de cataratas.</p>	<p>Descemet (DMEK). El sistema de iniección ENDOJECT™ no es adecuado para realizar implantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DSAEK). El sistema tampoco es adecuado para inyectar lentes intraoculares en operaciones de cataratas.</p>	<p>Iniección de implantes autodesplegantes de endotelio corneal mediante queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet (DMEK).</p>	<p>1. Abra el blister en un área estéril y extraiga el inyector y el cartucho. 2. Coloque el túnel del cartucho y la cámara de carga del</p>	<p>1. Abra el blister en un área estéril y extraiga el inyector y el cartucho.</p>	<p>1. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 2. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 3. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>	<p>12. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 11. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 12. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>	<p>12. Retire el inyector del ojo lento y completamente (Fig. 7). 11. Dependiendo del método de operación, desenrolle el implante completamente en el ojo. 12. Fije el implante a la córnea ayudándose de otra burbuja de aire introducida debajo del implante (Fig. 8).</p>

